


Anti-Mrps15 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82914

Artikelnummer: CM0006187



Einführung

Anti-MRPS15 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt das menschliche mitochondriale ribosomale Protein S15 (MRP-S15, uS15m), eine Komponente der 28S-kleinen ribosomalen Untereinheit. Geeignet für diagnostische und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DC37, S15mt, RPMS15, MPR-S15, MRPS15
	Mensch
GenID	64960
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 158-257 von menschlichem MRPS15 (P82914) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P82914
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel