

Anti-Mrps18A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nvs2

Artikelnummer: CM0022655



Einführung

Hochwertiger Anti-MRPS18A (mL66) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Forschung zur Funktion mitochondrialer Ribosomenproteine. 22 kDa. Q9NVS2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS18A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mL66; S18bmt; S18mt-a; MRPS18-3; HumanS18b; MRP-S18-3; MRP-S18-a; MRPS18A
Spezies	Human
GenID (Human)	55168
GenID	55168
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 97-196 von humanem MRPS18A (NP_060605.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NVS2
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel