


Anti-Mrps18B Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y676

Artikelnummer: CM0018119



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MRPS18B (mitochondriales Ribosomenprotein mS40). Geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der mitochondrialen Translation und von Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	MRPS18B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliasse	PTD017; S18amt; C6orf14; HSPC183; MRPS18-2; HumanS18a; MRP-S18-2; MRPS18B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	28973
Gen-ID	28973
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-258 des humanen MRPS18B (NP_054765.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y676
Proteinmasse	29kDa
Versand	Eiskühlung