


Anti-Mrps18C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3D5

Artikelnummer: CM0021920



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MRPS18C, ein mitochondriales ribosomales Protein der kleinen 28S-Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS18C-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CGI-134; S18mt-c; MRPS18-1; mrps18-c; MRP-S18-1; MRP-S18-c; MRPS18C
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51023
GeneID	51023
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-142 des menschlichen MRPS18C (NP_057151.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D5
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku