


Anti-Mrps2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y399

Artikelnummer: CM0015344



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen erkennt humanes MRPS2 (S2mt), eine Komponente des mitochondrialen Ribosoms, die für die Proteinsynthese essentiell ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; detektiert auch Maus-MRPS2. Unterstützt Studien zur mitochondrialen Translation und zu Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S2mt; CGI-91; MRP-S2; COXPD36; MRPS2
Spezies	Human
GeneID (human)	51116
GeneID	51116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 1-296 von humanem MRPS2 (NP_057118.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9Y399
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel