


Anti-Mrps21-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc, Elisa - P82921

Artikelnummer: CM0019196



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das mitochondriale ribosomale Protein MRPS21 (bS21m). Für IHC-P und ELISA validiert, mit Reaktivität in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt Studien zur mitochondrialen Biologie und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS21-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	bS21m; MDS016; RPMS21; MRP-S21
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54460
Gen-ID	54460
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-87 des menschlichen MRPS21 (NP_114107.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P82921
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku