


Anti-Mrps22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P82650

Artikelnummer: CM0028658



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen MRPS22 (mitochondriales ribosomales Protein S22), validiert für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. ~41 kDa. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Translation und primärer mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIBT; ODG7; GK002; C3orf5; COXPD5; RPMS22; MRP-S22; MRPS22
Spezies	Human
GeneID	56945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-360 von humanem MRPS22 (NP_064576.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P82650
Protein-Gewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel