

Anti-Mrps23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3D9

Artikelnummer: CM0023817



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRPS23, ein mitochondriales Ribosomenprotein, das mit primärer mitochondrialer Erkrankung und COXPD46 in Verbindung gebracht wird. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-138; COXPD46; HSPC329; MRP-S23; MRPS23
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	51649
GeneID	51649
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-190 des humanen MRPS23 (NP_057154.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y3D9
Protein-Gewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel