

Anti-Mrps25 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P82663

Artikelnummer: CM0027015



Einführung

CamelBio bietet Kaninchen-Polyklonalen Anti-MRPS25 Antikörper für WB und ELISA an humanen Proben an. Ziel ist das 20kDa mitochondriale ribosomale Protein S25, relevant für mitochondriale Krankheitsforschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPMS25; COXPD50; MRP-S25; MRPS25
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	64432
GeneID	64432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 104-173 von humanem MRPS25 (NP_071942.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P82663
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel