


Anti-Mrps26 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byn8

Artikelnummer: CM0030745



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPS26, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für mitochondriale Ribosomenforschung und Protein-Expressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GI008; MRPS13; RPMS13; MRP-S13; MRP-S26; NY-BR-87; C20orf193; dj534B8.3; MRPS26
Spezies	Human
GeneID (Human)	64949
GeneID	64949
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-205 des humanen MRPS26 (NP_110438.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYN8
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel