


Anti-Mrps28 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2Q9

Artikelnummer: CM0028363



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPS28 (bS1m), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Geeignet für die mitochondriale Translations- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS28 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPS35; COXPD47; HSPC007; MRP-S28; MRP-S35; MRPS28
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	28957
Gen-ID	28957
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-187 des humanen MRPS28 (NP_054737.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9Y2Q9
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel