

Anti-Mrps30 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Np92

Artikelnummer: CM0024892



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRPS30 (auch bekannt als PAP, PDCD9, S30mt). Validiert für WB-, IF/ICC-, IP- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattischem mitochondrialem Ribosomenprotein mL65.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAP; PDCD9; S30mt; MRP-S30; MRPS30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10884
GenID	10884
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-439 von humanem MRPS30 (NP_057724.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NP92
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel