


Anti-Mrps31 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92665

Artikelnummer: CM0002671



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes MRPS31 (mitochondriales ribosomales Protein S31). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS31 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10240
GenID	10240
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 296-395 von humanem MRPS31 (Q92665) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92665
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel