

Anti-Mrps31 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92665

Artikelnummer: CM0016539



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen mitochondriales ribosomales Protein MRPS31 (S31mt, MRP-S31) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA in menschlichen und Ratten-Proben. Erkennt eine Bande bei ~45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S31mt; IMOGN38; MRP-S31; MRPS31
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-395 von humanem MRPS31 (NP_005821.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q92665
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel