


Anti-Mrps35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P82673

Artikelnummer: CM0017624



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes MRPS35, ein mitochondriales Ribosomenprotein. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Unterstützt die Forschung an mitochondrialen Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS35 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDS023; MRPS28; MRP-S28; HDCMD11P; MRPS35
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60488
GenID	60488
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-323 von humanem MRPS35 (NP_068593.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P82673
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel