


## Anti-Mrps6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P82932

Artikelnummer: CM0028953



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MRPS6, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des mitochondrialen ribosomalen Proteins S6 in Translation und Ribosomenbiologie. 14 kDa Protein, P82932.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MRPS6 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | S6mt; RPS6; MRP-S6; C21orf101; MRPS6                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GeneID (Human)    | 64968                                                                                                                     |
| GeneID            | 64968                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-125 von humanem MRPS6 (NP_115865.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                       |
| SWISS             | P82932                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 14kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |