


Anti-Mrps7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R9

Artikelnummer: CM0023361



Einführung

Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit humanem, murinem, ratten MRPS7 (28kDa, Q9Y2R9). Geeignet für Studien an mitochondrialen Ribosomen und Forschung zu primären mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S7mt; MRP-S; RP-S7; RPM57; MRP-S7; COXPD34; bMRP27a; MRPS7
Spezies	Human
GeneID (human)	51081
GeneID	51081
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-190 des humanen MRPS7 (NP_057055.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2R9
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel