

Anti-Mrps9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P82933

Artikelnummer: CM0017367



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPS9 (mitochondriales ribosomales Protein S9) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translation und Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S9mt; RPS9; MRP-S9; MRPS9
Spezies	Human
GeneID (human)	64965
GeneID	64965
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 237-396 des humanen MRPS9 (NP_872578.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P82933
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel