


Anti-Mrrf Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96E11

Artikelnummer: CM0007551



Einführung

MRRF Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt den mitochondrialen Ribosomen-Recycling-Faktor in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRRF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RRF; MRFF; MTRRF; MRRF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	92399
GenID	92399
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96E11
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel