

Anti-MS4A14 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ja4

Artikelnummer: CM0002621

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MS4A14 (Q96JA4), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Entwickelt für die Erforschung von Membranrezeptorkomplexen und Signaltransduktionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MS4A14 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MS4A16; NYD-SP21; MS4A14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84689
GenID	84689
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-280 von humanem MS4A14 (Q96JA4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q96JA4
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel