

Anti-Ms4A4A-Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - Ms4A4A

Artikelnummer: CM0022257

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das murine Ms4a4a, validiert für Western Blot und ELISA. Hohe Spezifität für die Erforschung von Ms4a4a in Mausproben. Ideal für immunologische Nachweisstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Ms4a4a-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EG666907; Ms4a4a
Wirtsspezies	Kaninchen
Gen-ID (Maus)	666907
Gen-ID des menschlichen Orthologs	51338
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-236 des murinen Ms4a4a (NP_001297260.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühlpack