

Anti-MS4A7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzw8

Artikelnummer: CM0015520

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MS4A7, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Studien zur Signaltransduktion, Monozytendifferenzierung und Profilierung der Gewebeexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MS4A7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CFFM4; MS4A8; 4SPAN2; CD20L4; MS4A7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	58475
GeneID	58475
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen MS4A7 (NP_067024.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9GZW8
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku