

Anti-MS4A8B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9By19

Artikelnummer: CM0017753

Einführung

CamelBio bietet diesen Anti-MS4A8B-Polyklonalen Antikörper an, validiert für WB/ELISA. Er richtet sich gegen humanes MS4A8B, ein vierfach transmembranäres Protein, das in hämatopoetischen Geweben exprimiert wird, und unterstützt Studien zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MS4A8B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MS4A4; 4SPAN4; CD20L5; MS4A8B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83661
Gen-ID	83661
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem MS4A8B (NP_113645.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BY19
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel