


Anti-Msh2-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43246

Artikelnummer: CM0008440



Einführung

Rabbit-monoklonaler Antikörper gegen humanes MSH2 (DNA-Mismatch-Reparaturprotein Msh2) für Anwendungen in Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt MSH2-Protein aus Mensch, Maus und Ratte bei 105 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSH2-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4436
GeneID	4436
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MSH2 (P43246) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43246
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Kühlakku