


Anti-Msh2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43246

Artikelnummer: CM0012954



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MSH2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für DNA-Mismatch-Reparatur, Krebsforschung und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSH2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; MSH2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4436
Gen-ID	4436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem MSH2 (NP_000242.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43246
Protein-Gewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel