


Anti-Msh2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P43246

Artikelnummer: CM0022618



Einführung

Kaninchen-polyclonaler MSH2-Antikörper, KO validiert, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt menschliches und Ratten-MSH2, ein zentrales DNA-Mismatch-Reparaturprotein, und unterstützt die Krebs- und Genomstabilitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MSH2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	FCC1; COCA1; HNPCC; LCF52; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; H2
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	4436
GenID	4436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen MSH2 (NP_000242.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P43246
Proteingewicht	105 kDa
Versand	Eisbeutel