

Anti-Msh4 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - O15457

Artikelnummer: CM0025133

Einführung

Kaninchen-polyclonaler MSH4-Antikörper für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch, Maus und Ratte. MSH4 ist essenziell für die meiotische Rekombination und Chromosomentrennung und somit ein wichtiges Forschungswerkzeug für Studien zur Meiose und Fruchtbarkeit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSH4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ASG; POF20; SPGF2; MSH4
Spezies	Mensch
Gen-ID	4438
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 697-936 des menschlichen MSH4 (NP_002431.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15457
Proteingewicht	105kDa
Versand	Eisbeutel