

Anti-Msh6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Artikelnummer: CM0020670



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen MSH6 für Anwendungen in WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt MSH6 in Proben von Mensch, Maus, Ratte und Affe. Ein zuverlässiges Werkzeug für die Erforschung der DNA-Fehlpaarungsreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MSH6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2956
GeneID	2956
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen MSH6 (NP_000170.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P52701
Proteingewicht	153 kDa
Versand	Kühlakku