

Anti-Msin3A Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96St3

Artikelnummer: CM0007315

Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches mSin3A (SWISS Q96ST3) gerichtet ist. Geeignet für IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur transkriptionellen Repression und zirkadianen Rhythmik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	mSin3A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; mSin3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25942
Gen-ID	25942
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1174-1273 von menschlichem mSin3A (Q96ST3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96ST3
Proteingewicht	145kDa
Versand	Eisbeutel