

Anti-Msl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q68Dk7

Artikelnummer: CM0020973



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes MSL1, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Histon-Acetylierung, Chromatin-Stabilität und Gen-Dosiskompensationswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSL-1; MSL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	339287
Gen-ID	339287
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-300 von humanem MSL1 (NP_001012241) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q68DK7
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel