


Anti-Msmb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08118

Artikelnummer: CM0017569



Einführung

Anti-MSMB-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes Beta-Mikroseminalprotein, ein von der Prostata sezerniertes Protein mit potenziellem Nutzen als Krebsbiomarker. Geeignet für Untersuchungen der Gewebeexpression und die Entwicklung von Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSMB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4477
GeneID	4477
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-114 des humanen MSMB (NP_002434.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08118
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Icebag