


Anti-Msmb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P08118

Artikelnummer: CM0008600



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Beta-Mikrosemipoprotein (MSMB), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit murinem MSMB. Ideal für Forschung zu Prostata und Samenplasma.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MSMB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	MSP; PSP; IGBF; MSPB; PN44; PRPS; HPC13; PSP57; PSP94; PSP-94; MSMB
Spezies	Mensch
Gen-ID	4477
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen MSMB (P08118) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08118
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel