


Anti-Msp/Mst1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26927

Artikelnummer: CM0016863



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MSP/MST1 (Hepatocyte growth factor-like protein), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Makrophagenstimulation und Leberregeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSP/MST1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MSP; HGFL; NF15S2; D3F15S2; DNF15S2; MSP/MST1
Spezies	Human
GeneID (Human)	4485
GeneID	4485
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 200-500 des humanen MSP/MST1 (NP_066278.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P26927
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel