


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Msr1-Antikörper Für Wb Und Elisa - P21757

Artikelnummer: CM0017796



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MSR1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein 50-kDa-Protein. Nützlich zur Untersuchung der Funktion des Makrophagen-Scavenger-Rezeptors bei Atherosklerose und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII; MSR1
Art	Mensch
GenID	4481
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 192-451 des humanen MSR1 entspricht (NP_619729.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21757
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku