

Anti-Msra (Pmsr) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uj68

Artikelnummer: CM0014420

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MSRA (Methioninsulfoxid-Reduktase A). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf ein mitochondriales und zytosolisches Reparaturenzym, das entscheidend für den Schutz vor oxidativem Stress ist. 26 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSRA Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PMSR; MSRA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4482
GeneID	4482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-235 des menschlichen MSRA (NP_036463.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJ68
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel