

Anti-Msra Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UJ68

Artikelnummer: CM0025386

Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes MSRA (PMSR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu oxidativem Stress und Proteinreparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PMSR; MSRA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4482
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-235 des humanen MSRA (NP_036463.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UJ68
Proteinmasse	26kDa
Versand	Eisbeutel