

Anti-Msrb1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nzv6

Artikelnummer: CM0027858



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MSRB1 (Selenoprotein X). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und rattem MSRB1. Geeignet für Forschung zu oxidativem Stress, Aktin-Dynamik und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
MSRB1 Kaninchen pAb	
Bemerkungen/Alias	SELR; SELX; SepR; SEPX1; HSPC270; SELENOR; SELENOX; MSRB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51734
GenID	51734
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-94 von humanem MSRB1 (NP_057416.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZV6
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel