

Anti-Msrb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3D2

Artikelnummer: CM0026426

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MSRB2, eine mitochondriale Methionin-R-Sulfoxid-Reduktase, die am Schutz vor oxidativem Stress beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSRB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CBS1; MSRB; PILB; CBS-1; CGI-131; MSRB2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22921
Gen-ID	22921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-182 von humanem MSRB2 (NP_036360.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3D2
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eistasche