


Anti-Msrb3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ixl7

Artikelnummer: CM0002898



Einführung

MSRB3 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu oxidativen Stress, Methioninreduktion und Hörverlust.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSRB3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	DFNB74; MSRB3
Spezies	Mensch
GeneID	253827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 50-192 des menschlichen MSRB3 (Q8IXL7) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXL7
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eisbeutel