


Anti-MsrB3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8IXL7

Artikelnummer: CM0026814



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen MSRB3 (Methionin-R-Sulfoxid-Reduktase B3) für WB, IF/ICC und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu oxidativem Stress und Taubheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSRB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFNB74; MSRB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	253827
GenID	253827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-185 des menschlichen MSRB3 (NP_001026849.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IXL7
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eispackung