


Anti-Mst1/Stk4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13043

Artikelnummer: CM0023659



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper, der humanes MST1/STK4 (KRS2, MST1, YSK3) erkennt. Bestätigt für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für Studien zum Hippo-Signalweg und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] MST1/STK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6789
Gen-ID	6789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 303-487 von humanem MST1/STK4 (NP_006273.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13043
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel