


Anti-Mst1/Stk4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13043

Artikelnummer: CM0029899



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MST1/STK4, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Apoptose- und Hippo-Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MST1/STK4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Spezies	Human
GeneID (Human)	6789
GeneID	6789
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 303-487 von humanem MST1/STK4 (NP_006273.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13043
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel