


Anti-Msy2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2T7

Artikelnummer: CM0019814



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MSY2 (Y-Box-bindendes Protein 2, DBPC, CSDA3, CONTRIN). Für Western Blot und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen. Erkennt endogenes MSY2 bei etwa 39 kDa. Ideal für die Keimzellbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MSY2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DBPC; MSY2; CSDA3; CONTRIN
Art	Mensch
Gen-ID	51087
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen MSY2 (NP_057066.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2T7
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Ice-Bag