

Anti-Mt-Atp6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00846

Artikelnummer: CM0021705



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MT-ATP6 (ATP-Synthase F(0)-Untereinheit a). Anwendbar in WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an mitochondrialen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ATP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATPase6; MTATP6; ATP6; MT-ATP6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4508
Gen-ID	4508
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MT-ATP6 (YP_003024031.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00846
Protein-Gewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel