

Anti-Mt-Atp8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03928

Artikelnummer: CM0019232



Einführung

MT-ATP8 Kaninchen polyklonaler Antikörper (ATPase8), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA an Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der mitochondrialen ATP-Synthase-Funktion und verwandter Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ATP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATPase8; MTATP8; ATP8; MT-ATP8
Spezies	Mensch
Gen-ID	4509
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-68 von humanem MT-ATP8 entspricht (YP_003024030.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03928
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eistasche