


## Anti-Mt-Co3 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00414

Artikelnummer: CM0022567



### Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen MT-CO3 (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 3) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Forschung an der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MT-CO3 Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | COIII; MTCO3; COX3; MT-CO3                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 4514                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 4514                                                                                                                       |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MT-CO3 (YP_003024032.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P00414                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 30kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |