


Anti-Mt-Cyb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00156

Artikelnummer: CM0024123



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Cytochrom b (MT-CYB), eine Komponente des mitochondrialen Atmungskettenkomplexes III. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert eine Bande von ~43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-CYB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MTCYB; CYTB; MT-CYB
Spezies	Mensch
Gen-ID	4519
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem MT-CYB (YP_003024038.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00156
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel