


Anti-Mt-Cyb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P00158

Artikelnummer: CM0025409



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus MT-CYB (Cytochrom b), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zur mitochondrialen Atmungskette und oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-CYB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYTB; MT-CYB
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4519
GenID	17711
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 3-103 von Maus MT-CYB (NP_904340.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00158
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel