


Anti-Mt-Nd2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P03891

Artikelnummer: CM0023453



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches MT-ND2 (NADH-Dehydrogenase-Untereinheit 2) gerichtet ist, eine Kernuntereinheit von Komplex I. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTND2; ND2; MT-ND2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4536
Gen-ID	4536
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03891
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel