


Anti-Mt-Nd3 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb - P03897

Artikelnummer: CM0023992



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes MT-ND3, eine Kernuntereinheit des mitochondrialen Komplex I. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zur mitochondrialen Funktion und Erkrankungen der Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MT-ND3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MTND3; ND3; MT-ND3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4537
GenID	4537
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-70 von humanem MT-ND3 entspricht (YP_003024033.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03897
Proteinmasse	13 kDa
Versand	Eisbeutel